# 住宅改修・事例紹介 27



はんどで施工した事例をご紹介します。 ぜひ、参考資料としてお役立て下さい。



# トイレまでの移動を安全に

歩行が不安定なため、何らかの支えが必要な状態です。寝 室から、トイレに向かう廊下に手すりがほしいけれど、両 側がガラス戸で壁がありません。ご家族から「安全にトイ レに行けるようにしてほしい」とご相談いただきました。



T様(男性)80代 要介護1

約1年前から認知症の症状がみられるよ うになりました。屋内の移動は伝い歩き か、膝に手を当てて前かがみの姿勢で歩 行しています。

# Before & After

### ①立ち上げ手すり設置





廊下の両側はガラス戸で、手すりを取り付けるための 壁がありません。そこで、ドアの片面(出入りしない側) に床から立ち上げる形で手すりを取り付けました。


### ②縦手すりの取り付け





寝室の出入り口に縦手すりを設置し、部屋への出入 りを安全に行えるようにしました。

# 施工のポイント



手すりは、<u>壁にブラケット(金物)で固定</u>する方法と、<u>床から支柱を立ち上げて固定</u>する方法の 2 種類があります。設置場所の状 況に応じて使いわけ、今回のようにガラス戸によって壁に取り付 けできない場合は、床から立ち上げて固定することができます。

## 長めの支柱で強度を保わり

「立ち上げ型の手すりはグラグラしそ う…」という声を聞きますが、この 度使用した支柱は通常より長め! これにより、

安定感・強度 共に十分です。






# POINT 《心勿》三素材。正书自由自在[]

イレクターとは鋼鉄パイプに樹脂をコーティングしたも のです。軽くて丈夫、錆びに強く衛生的!見た目や手触

りは木製手すりにそっくりです。 フリーサイズのものが作れた り、金物と組み合わせることで 様々な形状の手すりを作ること が可能になります!








### 施工後の感想

手すりが付いたおかげで、ガラス戸の前も安心して通れるように なりました。壁が無いので手すりは無理だと思っていましたが、 取り付けができてよかったです!



介護用品は専門店で 介護ショップ&ショールーム



◆宇部店 宇部市小松原町 2-10-1

0120-416507

◆下関営業所 下関市東観音町 3-19 0120-416566

◆山□営業所 山口市朝田 601-13 TEL 088=995=2060

発行 2013年5月)

担当:綿田·村岡